



商品企画提案書

商品写真 	ブランド名		商品名			
	KINGDOM CARES®		磁力美顔器			
	JANコード	4582591240073	発売元	K・SKIN株式会社		
	型番	KC6681	住所	東京都台東区台東1-27-11やわらぎビル1F		
	上代 (税抜き)	3980円	入数	50		
	上代 (税込)	4378円	ロット	50		
	本体寸法(mm)		梱包(mm)		外箱mm)	
	幅	90	幅	115	幅	323
	奥行き	40	奥行き	56	奥行き	260
	高さ	40	高さ	44	高さ	290
	総重量	58g	重量	115g	重量	6.28kg
	発売日		原産国	日本		

商品説明	<ul style="list-style-type: none"> ・知能人体スイッチを採用してます。 ・接触電極面と肌が接触したら、磁力計が働きます。 ・美容液とクリームとの導入を促進します。 ・顔や首などのケアにご使用下さい。 ・操作が便利で、サイズが小さくて持ち運びに便利。
-------------	--

使用方法	<p>① 適量美容液又はクリームを取って、顔や首等ケアが必要な部位に塗ってください。(図1をご参照ください)</p> <p>② 手握り電極を握ってください。(図2をご参照ください)</p> <p>③ 接触電極を顔部に当てて、導入計は自動的に起動して、機器は振動します。(図3をご参照ください)</p>
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>図1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>図3</p> </div> </div>

使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本品を使用する時は、必ず手を拭いてからご使用ください。 ・強く押し付けるのではなく、お肌の上を滑らせるようにしてお使いください。 ・美容液又はクリームと一緒に使用することをお勧めします。 ・顔に使用する際には少し弱めに調整してご使用ください。 ・首の後ろなどにもご使用可能です。
---------------	--

保管時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・お子様の手の届かない所に保管ください。 ・湿気やほこりの多いところで保管すると故障の原因となりますのでお止めください。 ・直射日光の当たる場所や高温になる場所は避けてください。 <p>※上記の項目を守って頂けない場合はやけど、火災の原因又は故障や破損を引き起こす恐れがありまた、周囲の物を変形、変色させる可能性がありますので、保管時には十分ご注意ください。</p>
---------------	---